

# Московский Физико-Технический Институт (национальный исследовательский университет)

Отчет по эксперименту

## Эффект Холла в металлах

Работа №3.3.5; дата: 21.10.22

Семестр: 3

## 1. Аннотация

### Цель работы:

Измерение подвижности и концентрации носителей заряда в металлах.

#### Схема установки:




Рис. 1: Схема установки




Рис. 2: Схема установки

В зазоре электромагнита (Рис. 1) создаётся постоянное магнитное поле, величину которого можно менять с помощью источника питания электромагнита. Разъём K1 позволяет менять направление тока в обмотках электромагнита. Ток питания электромагнита измеряется амперметром A1.

Градуировка электромагнита (связь тока с индукцией поля) проводится при помощи цифрового магнитометра.

Металлические образцы в форме тонких пластинок, смонтированные в специальных держателях, подключаются к блоку питания через разъём (Рис. 2). Ток через образец регулируется реостатом R2 и измеряется амперметром A2.

Для измерений ЭДС Холла используется микровольтметр, в котором высокая чувствительность по напряжению сочетается с малой величиной тока, потребляемого измерительной схемой.

В образце с током, помещённом в зазор электромагнита, между контактами 2 и 4 возникает холловская разность потенциалов  $U_{\perp}$ , которая измеряется с помощью микровольтметра, если переключатель K3 подключён к точке 2 образца. При подключении K3 к точке 3 микровольтметр измеряет омическое падение напряжения  $U_{34}$ , вызванное током через образец. При нейтральном положении ключа входная цепь микровольтметра разомкнута.

Kлюч K2 позволяет менять полярность напряжения, поступающего на вход микровольтметра.

Контакты 2 и 4 вследствие неточности подпайки могут лежать не на одной эквипотенциали. Тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим падением напряжения вдоль пластинки.

Можно исключить влияние омического падения напряжения, если при каждом значении тока через образец измерять напряжение между точками 3 и 4 в отсутствие магнитного поля. При фиксированном токе через образец это дополнительное к ЭДС Холла напряжение  $U_0$  остаётся неизменным. От него следует отсчитывать величину ЭДС Холла:  $U_{\perp} = U_{24} - U_0$ .

Проводимость образцов можно рассчитать по очевидной формуле:

$$\sigma = \frac{Il_{34}}{U_{34}al}$$

#### В работе используются:

Электромагнит с источником питания, источник постоянного тока, микровольтметр, амперметры, цифровой магнитометр, образцы из меди, серебра и цинка.

## 2. Теоретические сведения

В работе изучаются особенности проводимости металлов в геометрии мостика Холла. Ток пропускается по плоской прямоугольной металлической пластинке, помещённой в перпендикулярное пластинке магнитное поле. Измеряется разность потенциалов между краями пластинки в поперечном к току направлении. По измерениям определяется константа Холла, тип проводимости (электронный или дырочный) и вычисляется концентрация основных носителей заряда.




Рис. 3: Схема мостика Холла

В данной схеме ток вынуждают течь по оси x вдоль плоской пластинки (ширина пластинки a, толщина h, длина l). Сила Лоренца, действующая со стороны перпендикулярного пластинке магнитного поля, «прибивает» носители заряда к краям образца, что создаёт холловское электрическое поле, компенсирующее эту силу.

Запишем силу Лоренца, действующую на электрон:

$$\vec{F}_l = -e\vec{E} - e\left[\vec{v} \times \vec{B}\right] \Rightarrow F_{l,z} = -eE_z + e\overline{v}_x B_y$$

В установившемся режиме  $F_{l,z} = 0$ , потому:

$$E_z = \overline{v}B$$

При этом величина холловской ЭДС:

$$U_{\perp} = E_z a = \overline{v} B a$$

С учетом  $I = en\overline{v}ah$ :

$$U_{\perp} = \frac{IB}{neh} = R_x \frac{IB}{h}$$

Где  $R_x$  – постоянная Холла.


## 3. Ход работы

#### Градуировка электромагнита

Приведем в таблице градуировку и рассчитаем магнитный коэффициент:

$I_a$ , A	B, T
$0.00 \pm 0.00$	$0.000 \pm 0.000$
$0.20 \pm 0.01$	$0.230 \pm 0.010$
$0.35 \pm 0.01$	$0.400 \pm 0.020$
$0.50 \pm 0.01$	$0.580 \pm 0.030$
$0.65 \pm 0.01$	$0.780 \pm 0.040$
$0.80 \pm 0.01$	$0.930 \pm 0.050$
$0.96 \pm 0.01$	$1.050 \pm 0.055$

Табл. 1: Градуировка электромагнита



**Рис. 4:** График зависимости B(I)

Методом линейной аппроксимации B = kI + b получаем:

$$k = (1.126 \pm 0.033) \,\text{T/A}$$
  $b = (0.011 \pm 0.019)$ 

## Изучение образца из меди

Вначале по направлению ЭДС Холла определяем знак носителей проводимости – +.

Теперь приведем таблицу измерений:


$I = (0.4 \pm 0.1) \text{ A}$		$U_0 = (2.0 \pm 0.5) \text{ un}$	
$I_m$ , A	B, T $0.236 \pm 0.026$	$U_{24}$ , un	$U_{\perp}$ , nV
$0.20 \pm 0.01$	$0.236 \pm 0.026$	$3.0 \pm 0.5$	$40 \pm 40$
$0.39 \pm 0.01$	$0.450 \pm 0.032$	$5.0 \pm 0.5$	$120 \pm 40$
$0.60 \pm 0.01$	$0.687 \pm 0.039$	$7.0 \pm 0.5$	$200 \pm 40$
$0.80 \pm 0.01$	$0.912 \pm 0.045$	$9.0 \pm 0.5$	$280 \pm 40$
$1.01 \pm 0.01$	$1.148 \pm 0.052$	$10.0 \pm 0.5$	$320 \pm 40$
$1.20 \pm 0.01$	$1.362 \pm 0.059$	$11.0 \pm 0.5$	$360 \pm 40$
I = (0.6)	$6 \pm 0.1) \text{ A}$	$U_0 = (3.0 \pm 0.5) \text{ un}$	
$I_m$ , A	B, T	$U_{24}$ , un	$U_{\perp}$ , nV
$0.20 \pm 0.01$	$0.236 \pm 0.026$	$5.0 \pm 0.5$	$80 \pm 40$
$0.40 \pm 0.01$	$0.461 \pm 0.032$	$9.0 \pm 0.5$	$240 \pm 40$
$0.60 \pm 0.01$	$0.687 \pm 0.039$	$13.0 \pm 0.5$	$400 \pm 40$
$0.80 \pm 0.01$	$0.912 \pm 0.045$	$15.0 \pm 0.5$	$480 \pm 40$
$1.00 \pm 0.01$	$1.137 \pm 0.052$	$17.0 \pm 0.5$	$560 \pm 40$
$1.20 \pm 0.01$	$1.362 \pm 0.059$	$19.0 \pm 0.5$	$640 \pm 40$
$I = (0.8 \pm 0.1) \text{ A}$		$U_0 = (4.0 \pm 0.5) \text{ un}$	
$I_m$ , A	B, T	$U_{24}$ , un	$U_{\perp},  \mathrm{nV}$
$0.20 \pm 0.01$	$0.236 \pm 0.026$	$8.0 \pm 0.5$	$160 \pm 40$
$0.40 \pm 0.01$	$0.461 \pm 0.032$	$12.0 \pm 0.5$	
$0.60 \pm 0.01$	$0.687 \pm 0.039$	$17.0 \pm 0.5$	
$0.80 \pm 0.01$	$0.912 \pm 0.045$	$20.0 \pm 0.5$	$640 \pm 40$
$1.00 \pm 0.01$	$1.137 \pm 0.052$	$24.0 \pm 0.5$	$800 \pm 40$
$1.20 \pm 0.01$	$1.362 \pm 0.059$	$27.0 \pm 0.5$	$920 \pm 40$
$I = (1.0 \pm 0.1) \text{ A}$		$U_0 = (5.0 \pm 0.5) \text{ un}$	
$I_m$ , A	B, T	$U_{24}$ , un	$U_{\perp}$ , nV
$0.20 \pm 0.01$	$0.236 \pm 0.026$	$9.0 \pm 0.5$	$160 \pm 40$
$0.40 \pm 0.01$	$0.461 \pm 0.032$	$15.0 \pm 0.5$	$400 \pm 40$
$0.60 \pm 0.01$	$0.687 \pm 0.039$	$21.0 \pm 0.5$	$640 \pm 40$
$0.80 \pm 0.01$	$0.912 \pm 0.045$	$27.0 \pm 0.5$	$880 \pm 40$
$1.00 \pm 0.01$	$1.137 \pm 0.052$	$30.0 \pm 0.5$	$1000 \pm 40$
$1.20 \pm 0.01$	$1.362 \pm 0.059$	$33.0 \pm 0.5$	$1120 \pm 40$

Табл. 2: Исследование образца из меди


Выпишем соответствующие коэффициенты наклона и построим графики зависимости ЭДС Холла от индукции магнитного поля. Приведем также таблицу коэффициентов наклона:

I, A	$k, V/T \cdot 10^7$
$0.40 \pm 0.01$	$2.86 \pm 0.22$
$0.60 \pm 0.01$	$4.87 \pm 0.44$
$0.80 \pm 0.01$	$6.95 \pm 0.35$
$1.00 \pm 0.01$	$8.68 \pm 0.66$

Табл. 3: Зависимость коэффициента наклона от тока через образец



**Рис. 5:** Графики  $U_{\perp}(I)$  для меди



**Рис. 6:** График k(I) для меди

Наконец, методом линейной аппроксимации получаем:

$$\gamma = (0.977 \pm 0.027) \cdot 10^{-6} \, \mathrm{Ohm/T}$$

Учитывая параметры образца  $L_{34}=6\,mm,\,l=8\,mm,\,a=0.05\,mm,\,U_{34}=23\mu V$ :

$$R_x = -\gamma a \approx -(4.9 \pm 0.2) \cdot 10^{-11} \, m^3 / C$$

Теперь рассчитаем концентрацию носителей проводимости, удельную проводимость и подвижность носителей:

$$n = \frac{1}{R_x e} \approx -(0.12 \pm 0.01) \cdot 10^{30} \, 1/m^3$$

$$\sigma = \frac{Il_{34}}{U_{34}al} \approx (0.63 \pm 0.06) \cdot 10^8 \, 1/Ohm \cdot m$$


$$b = R_x \sigma \approx (32 \pm 3) \, sm^2 / V \cdot s$$

#### Исследование образца из цинка

Вначале по направлению ЭДС Холла определяем знак носителей проводимости - -.

$I = (0.6 \pm 0.1) \text{ A}$		$U_0 = 10 \text{ nV}$	
$I_m$ , A	B, T	$U_{24}$ , un	$U_{\perp}$ , nV
$0.20 \pm 0.01$	$0.236 \pm 0.026$	$16.0 \pm 0.5$	$240 \pm 40$
$0.40 \pm 0.01$	$0.461 \pm 0.032$	$22.0 \pm 0.5$	$480 \pm 40$
$0.60 \pm 0.01$	$0.687 \pm 0.039$	$27.0 \pm 0.5$	$680 \pm 40$
$0.80 \pm 0.01$	$0.912 \pm 0.045$	$30.0 \pm 0.5$	$800 \pm 40$
$1.00 \pm 0.01$	$1.137 \pm 0.052$	$33.0 \pm 0.5$	$920 \pm 40$
$1.20 \pm 0.01$	$1.362 \pm 0.059$	$36.0 \pm 0.5$	$1040 \pm 40$

Табл. 4: Исследование образца из цинка



**Рис. 7:** График  $U_{\perp}(I)$  для цинка

Методом линейной аппроксимации получаем:

$$k = (6.90 \pm 0.56) \cdot 10^{-7} \, V/T$$

Учитывая параметры образца  $L_{34}=4\,mm,\,l=10\,mm,\,a=0.08\,mm,\,U_{34}=26\mu V$ :

$$R_x = \frac{Ba}{I} \approx (9.5 \pm 0.9) \cdot 10^{-11} m^3 / C$$

Теперь рассчитаем концентрацию носителей проводимости, удельную проводимость и подвижность носителей:

$$n = \frac{1}{R_x e} \approx (0.60 \pm 0.06) \cdot 10^{30} \, 1/m^3$$

$$\sigma = \frac{I l_{34}}{U_{34} a l} \approx (0.19 \pm 0.02) \cdot 10^8 \, 1/Ohm \cdot m$$

$$b = R_x \sigma \approx (18 \pm 2) \, sm^2 / V \cdot s$$

## 4. Выводы

Проведено исследование эффекта Холла на проводниках из меди и цинка. В результате работы определены знаки носителей проводимости (+ для меди и - для цинка), а также некоторые постоянные:

Постоянные Холла:

$$R_{x,Cu} = -(4.9 \pm 0.2) \cdot 10^{-11} \, m^3 / C$$
  $R_{x,Zn} = (9.5 \pm 0.9) \cdot 10^{-11} m^3 / C$ 

В сравнении с табличными значениями:

$$R_{x,Cu} = -5.3 \cdot 10^{-11} \, m^3 / C$$
  $R_{x,Zn} = 10.4 \cdot 10^{-11} m^3 / C$ 

Концентрации носителей проводимости:

$$n_{Cu} = -(0.12 \pm 0.01) \cdot 10^{30} \, 1/m^3$$
  $n_{Zn} = (0.60 \pm 0.006) \cdot 10^{30} 1/m^3$ 

Удельные проводимости:

$$\sigma_{Cu} = (0.63 \pm 0.06) \cdot 10^8 \, 1/Ohm \cdot m$$
  $\sigma_{Zn} = (0.19 \pm 0.02) \cdot 10^8/Ohm \cdot m$ 

В сравнении с табличными значениями:

$$\sigma_{Cu} = 0.56 \cdot 10^8 \, 1/Ohm \cdot m$$
  $\sigma_{Zn} = 0.16 \cdot 10^8/Ohm \cdot m$ 

Подвижности носителей:

$$b_{Cu} = (32 \pm 3) \, sm^2 / V \cdot s$$
  $b_{Zn} = (18 \pm 2) sm^2 / V \cdot s$ 

В сравнении с табличными значениями:

$$b_{Cu} = 32 \, sm^2 / V \cdot s \qquad b_{Zn} = 17.5 sm^2 / V \cdot s$$